

产品型号	eTS2000
模块温度范围	0℃~100℃（室温+5℃）
温度准确度	≤±0.5℃
模块温度均匀性	≤±0.5℃
热盖温度设置范围	0℃~105℃（自动限制不低于模块设置温度）
标准模块	A : 96×0.2ml（裙板，单管）， B : 24×0.5ml, C : 24×1.5ml, D : 24×2.0ml
振荡频率范围	200rpm~2000rpm(最高转速依模块类型有别)
振荡幅度	3mm
定时范围	5s~99h59m59s
操作界面	触屏操作，简单快捷，一键运行，自动保存
定时功能	完成实验时自动提示
热盖功能	模块自带压力热盖，防止试剂崩盖、飞溅和蒸发
模块更换	徒手更换，无需工具，自动夹紧
超温保护	有
驱动电机	直流无刷电机，可靠、长寿命、免维护
输入电源	100V-240V AC, 50/60Hz, 180W
外形尺寸（mm）	301×217×220（L×H×W）
净重	/